




PRESSALIT®

Product Varunummer	Madrass R8481378
Färg	VVS: 777540928 EAN: 5708590376592 HMI: 138102 Marinblå
Beskrivning	 <p>Madrass till vårdbräns, 680 x 1100 mm. Madrassen kan enkelt tas bort, detta ger flexibelt användningsområde och ger optimal möjlighet till effektiv rengöring över och under madrassen.</p> <p>Madrassen är vändbar och tillverkad i ett bekvämt och allergivänligt material med en yta som är lätt att torka av och hålla ren.</p> <p>Madrass till vårdbräns, , 680 x 1100 mm. Madrassen kan enkelt tas bort, detta ger flexibelt användningsområde och ger optimal möjlighet till effektiv rengöring över och under madrassen.</p> <p>Madrassen är vändbar och tillverkad i ett bekvämt och allergivänligt material med en yta som är lätt att torka av och hålla ren.</p>
Material	Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för damm kvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I. Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för damm kvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.



PRESSALIT®

Product	Madrass
Varunummer	R8481378
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggnen kan uppstå.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®