




# PRESSALIT®

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>                      | TMA 4 Armstütze zur Montage auf Toilette<br>R1196112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Farbe</b>                                                | <p>VVS:615726112<br/>NRF:1617307<br/>EAN:5708590397160</p> <p>Anthrazitgrau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>                            | <p>Die TMA-Armstützen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz.</p> <p>TMA 4 Armstütze zur Montage auf Toilette. Anthrazitgraue Griffe.<br/>Inkl. zwei Papierhalter.<br/>Ohne Scharniere.<br/>Montage von unten.<br/>Kompatibel mit der Toilette Gustavsberg Nautic 1546<br/>Empfohlen in Kombination mit folgenden Toilettensitzen:<br/>Pressalit Sign 553011-DN1999<br/>Pressalit Sign 553112-DN1999<br/>Pressalit Sign 554011-DN1999<br/>Pressalit Sign 554112-DN1999</p>                                                    |
| <b>Verstellung</b><br><b>Produktkapazität</b>               | <p>Festmontage</p> <p>Maximales Benutzergewicht (MUM): 200 kg.<br/>Die Armstütze sind nach ISO/FDIS 17966:2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Materialien</b><br><b>Ergonomie</b><br><b>Funktionen</b> | <p>Edelstahl<br/>Aluminium<br/>Polyurethan</p> <p>Die Armlehnen bieten festen Halt, und die Griffe liegen angenehm in den Händen und an den Armen.</p> <p>Der TMA 4 verfügt über einzeln klappbare Armstützen, die eine flexible Anpassung und einen einfachen Zugang ermöglichen und auf unterschiedliche Benutzerbedürfnisse und Pflegesituationen zugeschnitten sind.<br/>Die Armstützen bieten feste und zuverlässige Stabilität, während die ergonomisch geformten Griffe während der Benutzung ein hohes Maß an Komfort für Hände und Arme gewährleisten.</p> |



# PRESSALIT®

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>       | TMA 4 Armstütze zur Montage auf Toilette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktnummer</b> | R1196112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Garantie</b>      | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.                                                                                           |
| <b>Reinigung</b>     | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)