




PRESSALIT[®]

Product Varunummer	Madrass R8487378
Färg	VVS: 777541708 EAN: 5708590360560 HMI: 125838 Marinblå
Beskrivning	 Madrass till vådrbiter, 805 x 1820 mm. Inkl. Skruvar. Skruvarna säkerställer att madrassen ligger stabilt på vådrbiter - både under förflyttning till och från vådrbiter och när den är i uppfällt läge.
Material	Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för dammkvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I. Madrasskyddet är tillverkat av 100% polyester med polyuretan, godkänt i enlighet med Oeko-Tex 100, klass I. Det är brandhämmande och ogenomträngligt för dammkvalster. Skumfyllningen är flexibelt polyesterbaserat polyuretanskum, som också är brandhämmande och godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.
Ergonomi	Madrassen är vändbar och tillverkad i ett bekvämt och allergivänligt material med en yta som är lätt att torka av och hålla ren.
Funktioner	Madrassen kan enkelt tas bort, detta ger flexibelt användningsområde och ger optimal möjlighet till effektiv rengöring över och under madrassen.



PRESSALIT®

Product	Madrass
Varunummer	R8487378
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com