




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	TMA 1 Armstütze zur Montage auf Toilette R1171000
<b>Farbe</b>	VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 FDA: ILS/D135866 Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Die TMA-Armstützen gibt es in verschiedenen Breiten und in Modellen mit oder ohne Toilettensitz.</p> <p>TMA 1 Armstütze für Montage auf Toilette, inkl. mit BL1999 Scharnier. Dunkelgraue Griffe.</p> <p>BL1 Scharnier, der nur mit R26, R27, R28, R29, R37 oder R38. empfohlen wird.</p>
<b>Verstellung</b>	Festmontage
<b>Materialien</b>	Pulverbeschichteter Edelstahl. Weiches Polyurethan. <i>Entflammbarkeitsgeprüft (ISO 8191-1). Testbericht verfügbar.</i>
<b>Ergonomie</b>	Die soliden Armstützen geben einen guten Halt und die gepolsterten Griffe sind angenehm für Arme und Hände.
<b>Funktionen</b>	Die Armstützen sind individuell hochklappbar.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	TMA 1 Armstütze zur Montage auf Toilette
<b>Produktnummer</b>	R1171000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®