



| | |
|----------------------------|---|
| Produkt | VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar |
| Produktnummer | R1111000 |
| | VVS:615722410 NRF:6191644 RSK:7972413 EAN:5708590176437 HMI: 25414 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 |
| Farbe | Weiß |
| Produktbeschreibung | <p>Stützklappgriff mit Bodenstütze, um 150 mm höhenverstellbar. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p> <p>Stützklappgriff mit Bodenstütze, um 150 mm höhenverstellbar. Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.</p> |
| Verstellung | Höhenverstellbar |
| Höhenverstellung | 150 mm |
| Produktkapazität | Maximale Belastung: 135 kg. Bei einer Belastung der Stützklappgriff mit 135 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 29 kg belastet. |
| Materialien | Hauptmaterial: Stahl Oberfläche: Rilsan Endkappen: Nylon (PA) |
| Ergonomie | Die Griffe bieten eine gute Hilfe beim Hinsetzen, Sitzen, Aufstehen und Stehen. Gute breite Stützflächen für Hände und Arme sowie die abgerundete Form geben einen sicheren Halt. |



| | |
|----------------------|---|
| Produkt | VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar |
| Produktnummer | R1111000 |
| Funktionen | <p>Der Stützklappgriff kann hochgeklappt werden, um Platz zu schaffen.</p> <p>Die Bodenstütze gibt besonderen Halt.</p> <p>Höhenverstellbar um 145 mm.</p> |
| Garantie | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |
| Reinigung | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</p> <p>Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Cholorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</p> <p>Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> |



PRESSALIT®

| | |
|----------------------|---|
| Produkt | VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar |
| Produktnummer | R1111000 |



| | |
|----------------------|---|
| Produkt | VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar |
| Produktnummer | R1111000 |

Montage in verschiedenen Wandtypen

| | | |
|--|--|--|
| | Beton >B25 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigelegt. Dübeln müssen separat bestellt werden. | |
| | Vollziegel >= Mz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigelegt. Dübeln müssen separat bestellt werden. | |
| | Kalklochsandstein >= Hz12 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigelegt. Dübeln müssen separat bestellt werden. | |
| | Porenbeton P4 V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigelegt. Dübeln müssen separat bestellt werden. | |
| | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8592 - 5 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80 , mit weisse Abdeckung ist beigelegt. Dübeln müssen separat bestellt werden. | |



| | |
|----------------------|--|
| Produkt | VALUE Stützklappgriff, höhenverstellbar |
| Produktnummer | R1111000 |
| | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |
| | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (5 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |
| | Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. |

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

