




PRESSALIT®

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                     | VALUE II toalettarmstöd, höjdreglerbart<br>R1119000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Färg</b>                                             | VVS:615891200<br>NRF:6191058<br>RSK:8487435<br>EAN:5708590367583<br>HMI: 123559<br>FDA: ILS/D135866<br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beskrivning</b>                                      |  <p>VALUE II toalettarmstöd, vägghängd, uppfällbar, 150 mm höjdreglerbara, total längd 865 mm.<br/>Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar.<br/>Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> <p>VALUE II toalettarmstöd, vägghängda, uppfällbara, 150 mm höjdreglerbara, total längd 865 mm.<br/>Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar.<br/>Material: Rilsan-belagt stål, tryckformat aluminium, plast.<br/>Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> |
| <b>Justerbar</b><br><b>Höjdjustering</b>                | Höjdreglerbar<br>150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktkapacitet</b>                                 | Max belastning: 120 kg.<br>När toalettarmstödet belastas med 120 kg, belastas varje fästskruv med 86 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Material</b><br><b>Ergonomi</b><br><b>Funktioner</b> | Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost.<br>Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar.<br>Bred stödyta för hand och arm.<br>En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten.<br>Stöden kan fällas upp när den inte används.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanti</b>                                          | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>    | VALUE II toalettarmstöd, höjddreglerbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Varunummer</b> | R1119000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rengöring</b>  | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.<br/>För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättssprit 70%<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes<br/>Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |



PRESSALIT®


|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Product</b>    | VALUE II toalettarmstöd, höjdglerbart |
| <b>Varunummer</b> | R1119000                              |

## Montage i olika väggtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkludert.<br>Pluggs måste beställas separat.                                         |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkludert.<br>Pluggs måste beställas separat.                                     |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkludert.<br>Pluggs måste beställas separat.                                 |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkludert.<br>Pluggs måste beställas separat.                                          |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkludert.<br>Pluggs måste beställas separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>                                                 | VALUE II toalettarmstöd, höjdreglerbart<br>R1119000                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b><br>Monteringsskruv (5 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br> |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (5 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br>        |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.<br>         |

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®