




# PRESSALIT®

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                       | VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret<br>R1101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farve</b>                                              | VVS:615722400<br>NRF:6191641<br>RSK:7828179<br>EAN:5708590176413<br>HMI: 25412<br>NBS:N13:436<br>DB: 2076621<br>FDA:ILS/D135866<br>Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktbeskrivelse</b>                                 |  <p>VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret, opklappelig, totaltøtallængde 850 mm, brugshøjde 850 mm.<br/>Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender.<br/>Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium og plast.<br/>Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Plugs afhænger af vægtype og skal bestilles separat.</p>                                                                                                            |
| <b>Justerbarhed</b><br><b>Produktkapacitet</b>            | Fastmonteret<br>Maksimal belastning: 135 kg.<br>Når toiletstøtten belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 81 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Materialer</b><br><b>Ergonomi</b><br><b>Funktioner</b> | <p>Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepropperne er fremstillet af nylon (PA).</p> <p>En god hjælp, når man sidder, står, skal rejse sig og sætte sig.<br/>Gode, brede støtteflader for hånd og arm.<br/>Det ergonomiske design giver et fast og behageligt greb, samt en god fornemmelse af, hvor støtten ender.</p> <p>Toiletstøtten kan slås op, når den ikke er i brug - eller for at give plads.</p> <p>Med ben for ekstra understøtning.</p> |



# PRESSALIT®

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Varenummer</b> | R1101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garanti</b>    | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.</p> <p>Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de forttyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%<br/>WipeClean UniversalCleaning<br/>Chlorine Disinfection Wipes<br/>Klorilli (Kiilto Clean)</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b></p> <p>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |



PRESSALIT®





|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>    | VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret |
| <b>Varenummer</b> | R1101000                                 |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger.<br>Plugs skal bestilles separat.                                          |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger.<br>Plugs skal bestilles separat.                                     |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= H1z12</b><br>V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger.<br>Plugs skal bestilles separat.                                   |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger.<br>Plugs skal bestilles separat.                                            |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8593 - 4 stk undersænkede skruer Ø10 x 80, med hvide dækknapper medfølger.<br>Plugs skal bestilles separat. |  |



# PRESSALIT®

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                 | VALUE toiletstøtte med ben, fastmonteret<br>R1101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>   |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.<br>    |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.<br>                                                                                                                                                                                                                  |

Skruer til vægbefæstigelse medfølger. Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekte plugs anvendes. Se venligst monteringsvejledningen.

[pressalit.com](http://pressalit.com)