



<b>Article</b>	TMA 2 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC, ajustement plus large
<b>Numéro article</b>	R1191112000
<b>Couleur</b>	VVS:615724100 NRF:6190325 EAN:5708590376240 HMI: 130727 DB: 2510918 FDA: ILS/D135866 Blanc
<b>Déscription</b>	Les accoudoirs TMA sont disponibles en différentes largeurs, et en modèles avec ou sans abattant.  TMA 2 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC, charnières BL1999 inclus. Poignées gris foncées. BL1 charnières sont uniquement compatibles avec abattants R26, R27, R28, R29, R37 ou R38.
<b>Réglage</b>	Montage fixe
<b>Materiaux</b>	Acier inoxydable, laqué par poudrage. Polyuréthane souple. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1). Rapport de test disponible.</i>
<b>Ergonomie</b>	Accoudoirs solides et poignées rembourrées soulagent mains et bras.
<b>Fonctions</b>	Les accoudoirs se relèvent individuellement.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.  Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.



PRESSALIT®

---

<b>Article</b>	TMA 2 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC, ajustement plus large
<b>Numéro article</b>	R1191112000

---

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®