




| | |
|----------------------------------|---|
| Produkt | Spülauslöser für PLUS Stützklappgriff |
| Produktnummer | R9342 |
| | VVS:615859300 NRF:6190666 EAN:5708590314686 NBS:N13:436 |
| Produkt- beschreibung |  <p>Spülauslöser kann mit PLUS Stützklappgriffe und SELECT TL2 WC-Lifter verwendet werden.</p> <p>Spülauslöser, batteriebetrieben (2 x 1½ Volt AAA), zur Montage unter dem PLUS Stützklappgriff. Wird eine Verbindung zu dem SELECT WC-Lifter gewünscht, kann diese vorab von Pressalit vorgenommen werden. Gegebenenfalls ist R9343 (Batterie) oder R9344 (Strom) der Bestellung zuzufügen. Spülauslöser kann dort verwendet werden, wo ein Geberit Einbauspülkästen installiert ist; bitte bemerken, dass zusätzliche Teile von Geberit erforderlich sind.</p> |
| Materialien | PA |
| Funktionen | <p>Der Spülauslöser verfügt über drei Optionen:</p> <p>Kombination blau/grün: Blaue Taste = große Spülung (viel Wasser). Grüne Taste = kleine Spülung (nicht so viel Wasser).</p> <p>Kombination blau/schwarz: Blaue Taste = große Spülung (viel Wasser). Schwarze Taste = kleine Spülung (nicht so viel Wasser).</p> <p>Kombination schwarz/grün: Schwarze Taste = große Spülung (viel Wasser). Grüne Taste = kleine Spülung (nicht so viel Wasser).</p> <p>Kombination rot/schwarz: Rote Taste = große Spülung (viel Wasser). Schwarze Taste = kleine Spülung (nicht so viel Wasser).</p> <p><i>Die Menge des Spülwassers ist abhängig von der Einstellung des Spülkastens)</i></p> |



PRESSALIT®

| | |
|----------------------|---|
| Produkt | Spülauslöser für PLUS Stützklappgriff |
| Produktnummer | R9342 |
| Garantie | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®