




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | TMA 1 armstöd till montering på toalett<br>R1171000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Färg</b>                         | VVS:615723100<br>NRF:6191651<br>EAN:5708590211718<br>HMI: 42230<br>NBS:N13:436<br>DB: 2076624<br>FDA: ILS/D135866<br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Beskrivning</b>                  | TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits.<br><br>TMA 1 toalettarmstöd för montering på Toalett. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag.<br>BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R37 eller R38.                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Justerbar</b>                    | Fast höjd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Material</b>                     | Pulverlackerad rostfritt stål.<br>Mjuk polyuretan.<br><i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Funktioner</b>                   | Armstöden kan fällas upp individuellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Rengöring</b>                    | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.<br><br>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. |                                                                                     |



# PRESSALIT®

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Product</b>    | TMA 1 armstöd till montering på toalett |
| <b>Varunummer</b> | R1171000                                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®