




PRESSALIT®

| | |
|--|---|
| Product Varunummer | VALUE II toalettarmstöd, 850 mm R1185000 |
| Färg | VVS:615892500 NRF:6191062 EAN:5708590373058 HMI: 138213 FDA: ILS/D135866 Vit |
| Beskrivning |  <p>VALUE och VALUE II toalettstöd med ALBA vingmonteringsprofil är speciellt utformade för användning med SELECT TL3 och TL4 toalettlyftare. Höjdjustering av den elektriska toalettlyften görs med hjälp av en manöverpanel som ingår i toalettstödet.</p> <p>VALUE II toalettarmstöd, 850 mm, uppfällbart, höjddreglerbart 150 mm utan verktyg (vänster hand manövrerad). En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten. Material: Stål med en Rilsan-belagd yta och gjuten aluminium. Till eftermontering på TL3/TL4 elektrisk/manuell upphängning till toalett, monteringsprofil medföljer. Montering högersidig för brukar.</p> |
| Justerbar Höjdjustering | Höjddreglerbar 150 mm |
| Produktkapacitet | Maximal belastning: 120 kg |
| Material | Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Monteringsprofil i gjuten aluminium. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |



| | |
|-------------------|--|
| Product | VALUE II toalettarmstöd, 850 mm |
| Varunummer | R1185000 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |