




# PRESSALIT®

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>      | TMA 1 armstöd till montering på toalett<br>R1171000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Färg</b>                              | VVS:615723100<br>NRF:6191651<br>EAN:5708590211718<br>HMI: 42230<br>NBS:N13:436<br>DB: 2076624<br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beskrivning</b>                       |  <p>TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits.</p> <p>TMA 1 toalettarmstöd för montering på Toalett. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag.</p> <p>BL1 beslag som endast rekommenderas tillsammans med toalettsits R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 eller R38.</p> |
| <b>Justerbar</b>                         | Fast höjd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Material</b>                          | Pulverlackerad rostfritt stål.<br>Mjuk polyuretan.<br><i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Funktioner</b>                        | Armstöden kan fällas upp individuellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rengöring</b>                         | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Överensstämmelses<br/>deklaration</b> | Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.                                                                                                                                                                            |
|                                          | Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# PRESSALIT®

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Product</b>    | TMA 1 armstöd till montering på toalett |
| <b>Varunummer</b> | R1171000                                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®