



Produkt Produktnummer	VALUE Haltegriff 153 mm. In Verkaufsverpackung R1451000
Farbe	VVS:777548130 NRF:6311134 RSK:8980532 EAN:5708590169620 NBS:N13:436 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Handgriffset ABS, 153 mm, Durchmesser 32 mm Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk</p> <p>Haltegriffset ABS, 153 mm, Durchmesser 32 mm. Materialien: ABS-Kunststoff, durchgefärbt. Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk.</p>
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 150 kg statisch getestet worden. Da die europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale Belastung des Produktes deshalb 100 kg.
Materialien Ergonomie	ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind. Der Griffdurchmesser beträgt 32 mm. Der Griff liegt dadurch gut in der Hand und ermöglicht einen festen Halt. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 52 mm. Der Handgriff hat eine griffige, gerillte Oberfläche.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	VALUE Haltegriff 153 mm. In Verkaufsverpackung
Produktnummer	R1451000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>