




# PRESSALIT®

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>             | CareSystem toalettarmstöd, fast höjd<br>R3018000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Färg</b><br><br><b>Beskrivning</b>           | <div></div> <p>Vit</p> <p>Toalettarmstöd utan fjäderbelastning, 850 mm, fast höjd, uppfällbart. Inkl. monteringskruvar för massiv betong.<br/>Utgår 31/12-2015</p> <p>Toalettarmstöd utan fjäderbelastning, 850 mm, fast höjd, uppfällbart. Inkl. monteringskruvar för massiv betong.<br/>Utgår 31/12-2015</p> |
| <b>Justerbar</b><br><br><b>Produktkapacitet</b> | <p>Fast höjd</p> <p>Maximal Belastning: 135 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rengöring</b>                                | Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                                                         |

[pressalit.com](http://pressalit.com)