



PRESSALIT®

**Toalettsits Dania med lock, 100 mm förhöjd
Med styrbufferter och förhöjda institutionsbeslag med
genomgående stång. Inkl. stänkskärm.**

Varunummer

R34000
VVS:615687000
NRF:6191646
EAN:5708590070537
HMI: 1814
NBS:N13:300
DB: 2296034




Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Med lock. Förhöjd 100 mm. . Inkl. stänkskärm. Med universalbeslag, lång.

Färg

Vit

Beskrivning

Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Med lock. Förhöjd 100 mm.
Inkl. stänkskärm.
Med universalbeslag, lång.



Produktkapacitet

Denna produkt är testad statistiskt med 225 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 150 kg.

Vikt

4,5 kg

Vikt per kolli

5,1 kg

Vikt per kolli

5,1 kg

Antal per kolli

1

Kolli per pall

24

Antal per pall

24



PRESSALIT®

**Toalettsits Dania med lock, 100 mm förhöjd
Med styrbufferter och förhöjda institutionsbeslag med
genomgående stång. Inkl. stänkskärm.**

Rengöring

Använd en mild tvällösning för att rengöra toalettsitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. För att desinficera sitsen kan t.ex. etanol 85% användas. Se till att produkten torkas av med en mjuk trasa uppvriden i rent vatten och torkas av med en mjuk, torr trasa omedelbart efter desinfektionen. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®