




PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| Article Numéro article | CareSystem siège de douche 310, montage fixe R7010000 |
| Couleur | Blanc |
| Description |  <p>Siège douche 310 Pour montage fixe, vis de montage incluses. Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Siège douche 310 Pour montage fixe, vis de montage incluses. Supprimé le 31/12-2015</p> |
| Réglage | Montage fixe |
| Capacité du produit | Charge maximale admissible: 150 kg. |
| Matériaux | Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de dossier: vernis élastique Cache-vis: Arnite Lever de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon |
| Ergonomie | Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 310mm-360mm, design ergonomique. |
| Fonctions | Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace |



PRESSALIT®

| | |
|-----------------------|--|
| Article | CareSystem siège de douche 310, montage fixe |
| Numéro article | R7010000 |
| Nettoyage | N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré. |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®