




# PRESSALIT®

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>             | CareSystem duschstol 310, manuellt höjddreglerbar<br>R7151000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Färg</b><br><br><b>Beskrivning</b>           | <p>Vit</p>  <p>Duschstol 310, "mjuk sits" med rygg- och armstöd, höjddjusterbar (sits) 340 mm.<br/>Exkl. monteringskit.<br/>Utgår 31/12-2015</p> <p>Duschstol 310, "mjuk sits" med rygg- och armstöd, höjddjusterbar (sits) 340 mm.<br/>Exkl. monteringskit.<br/>Utgår 31/12-2015</p> |
| <b>Justerbar</b><br><br><b>Produktkapacitet</b> | <p>Höjddreglerbar</p> <p>Maximal vertikal belastning: 150 kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rengöring</b>                                | Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel.<br>Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                                                             |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®