




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	CareSystem Duschstuhl 410, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar R7566000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Duschstuhl 410, mit Rücken- und Armlehne, um 330 mm höhenverstellbar (Sitz), für Montage auf waagerechter Wandschiene. Auslaufmodell per 31/12-2015.</p> <p>Duschstuhl 410, mit Rücken- und Armlehne, um 330 mm höhenverstellbar (Sitz), für Montage auf waagerechter Wandschiene. Auslaufmodell per 31/12-2015.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Höhen- und seitlich verstellbar Max. Belastbarkeit: 150 kg.
<b>Materialien</b>	20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Sitzfläche und Rückenlehne: weiche PUR-Schaum-Oberfläche mit Holzkern Armlehnen aus Zwei-Komponenten-Kunststoff (PVC) Abdeckkappen aus Arnite (PET, PEPT) und Abdeckschiene aus Styropor (PS)
<b>Ergonomie</b>	Weiches und rutschsicheres Material, das sich nie kalt anfühlt. Die Sitzfläche mit Ablaufrippen ist ergonomisch geformt. Die ovale Form der Armlehne stützt und gibt einen guten Halt.



<b>Produkt</b>	CareSystem Duschstuhl 410, manuell höhenverstellbar und seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R7566000
<b>Funktionen</b>	<p>Die Sitzfläche und die Armlehnen sind hochklappbar und benötigen dadurch nur ein Minimum an Platz.</p> <p>Der Sitz ist um 330 mm höhenverstellbar.</p> <p>Die Rückenlehne und Sitzfläche sind unabhängig voneinander höhenverstellbar.</p> <p>Der Duschstuhl ist auf der waagerechten Wandschiene verschiebbar.</p>
<b>Reinigung</b>	<p>Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.</p>