



Article Numéro article	CareSystem siège de douche 410, réglable en hauteur manuellement R9700000
Couleur	Blanc
Description	<p>Siège douche 410, réglable en hauteur, sans glissière verticale. Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Siège douche 410, réglable en hauteur, sans glissière verticale. Supprimé le 31/12-2015</p>
Réglage Capacité du produit	<p>Réglable en hauteur</p> <p>Charge maximale admissible: 150 kg.</p>
Matériaux	<p>Matière de base: 20 my Aluminium anodisé.</p> <p>Siège: Mousse expansée douce avec armature en bois.</p> <p>Surface de siège: vernis élastique</p> <p>Levier de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon</p>
Ergonomie	<p>Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.</p> <p>Surface d'assise: 410mm x 440mm.</p>
Fonctions	<p>Assise cannelée pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement</p> <p>Une fois rabattu, l'encombrement du siège est minimal</p> <p>Réglable en hauteur de 250 mm</p> <p>Sans glissière verticale</p>



PRESSALIT®

Article	CareSystem siège de douche 410, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R9700000
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®