




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	VALUE toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel R1083000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS:615892302 NRF:6191055 EAN:5708590346854 HMI: 138195  VALUE og VALUE II toiletstøtter med ALBA-vinge-monteringsprofil er specielt designet til anvendelse sammen med SELECT TL3 og TL4 toiletløftere. Højderegulering af den elektriske toiletløfter foretages ved hjælp af betjeningspanel som medfølger toiletstøtten. VALUE toiletstøtte, inkl. betjeningspanel til TL3/TL4 toiletløfter, 850 mm, opklappelig, højderegulerbar 150 mm uden brug af værktøj (venstrehåndsbetjent). En god hjælp, når man sidder, står, eller skal forflytte sig ved toilettet. Materialer: Rilsan-belagt stål, trykstøbt aluminium, endeprop i nylon (PA). Til eftermontering på TL3/TL4 elektrisk toiletløfter, ALBA-vinge-monteringsprofil medfølger. Monteres til højre for bruger.
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulerbar 150 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 120 kg.
Materialer	Toiletstøtten er fremstillet af rustfrit stål med en Rilsan-belagt overflade, som er behagelig at røre ved, let at rengøre, og som giver god beskyttelse mod rust. Endepopperne er fremstillet af nylon (PA).
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel
Varenummer	R1083000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE toiletstøtte, 850 mm, med betjeningspanel
Varenummer	R1083000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®