




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	VALUE toiletsteun, 850 mm R1085000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS:615892502 NRF:6191056 EAN:5708590346861 HMI: 138199</p>  <p>VALUE en VALUE II toiletsteunen met ALBA montage profielen, die speciaal werden ontworpen voor gebruik met de SELECT TL3 en TL4 hoog-laag toiletsystemen. De elektrische hoogteverstelling wordt geregeld met het bedieningspaneel aan de toiletsteun.</p> <p>VALUE toiletsteun, 850 mm, opklapbaar, in hoogte verstelbaar 150 mm zonder gebruik van gereedschap (linksbediening). Biedt stevige ondersteuning bij zitten, staan of overstappen van en naar een toilet. Materialen: Staal met een Rilsan-coating, de eindkappen zijn vervaardigd uit nylon (PA). Montageprofiel in gegoten aluminium. Voor montage op TL3/TL4 hoog/laag handmatig toiletsysteem, ALBA-vleugel montageprofiel inbegrepen. Montage rechts van de gebruiker.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	150 mm
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 120 kg.
<b>Materialen</b>	De toiletsteun is vervaardigd uit staal met een Rilsan-coating, die comfortabel aanvoelt, eenvoudig te reinigen is en het metaal beschermt tegen corrosie. De eindkappen zijn vervaardigd uit nylon (PA). Montageprofiel in gegoten aluminium.
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



<b>Product</b>	VALUE toiletsteun, 850 mm
<b>Artikelnummer</b>	R1085000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfectiemiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kilto Clean)</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<p>Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.</p>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	VALUE toiletsteun, 850 mm
<b>Artikelnummer</b>	R1085000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®