



PRESSALIT®

Pressalit Sign utan lock 553

Standard toaletsits med antibakteriell effekt, utan lock, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Varunummer	553000-BD1999 VVS:614982000 NRF:6190016 RSK:7904459 EAN:5708590280349	
Färg	Vit	
Beskrivning	<p>PRESSALIT toaletsits utan lock, modell "Sign", art. nr. 553 i genomfärgad härdad plast, inkl. BD1 fast beslag i rustfritt stål.</p> <ul style="list-style-type: none">- centeravstånd 155 mm- belastning - sittring 240 kg- 10 års garanti	
Designer	Pressalit	
Design år	2006	
Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydhartharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toaletsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>ANTIBAKTERIELL: Denna toaletsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>	
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg	



Pressalit Sign utan lock 553**Standard toalettsits med antibakteriell effekt, utan lock, inkl. fast beslag i rustfritt stål**

Vikt	1,123 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	1,513 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	7,565 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.