




PRESSALIT®

Universal-Flex-Scharnier mit Kippanker

Produktnummer

D02999
VVS: 616810928
EAN: 5708590274461



*20 mm / ** 65 mm

Produktkapazität

Gewicht 0,176 kg

Gewicht, brutto 0,176 kg

Gewicht pro kolli 0 kg

Stück per kolli 0

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®