




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Premium Toiletpapierhouder voor 1 rol toiletpapier + 1 reserverol, geborsteld staal PX30210
Beschrijving	VVS: 776130215 NRF: 1438646 RSK: 8920365 EAN: 5708590392660  Toiletpapierhouder in stalen behuizing met ruimte voor reserverol. Voor wandmontage. De houder is afsluitbaar en inclusief montagekit.
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 304)
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com