





PRESSALIT®

Pressalit Universal S656 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Varunummer	S656000 EAN:5708591186749 DB: 1253849	
Färg	Vit	
Beskrivning	PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Universal", art. nr. S656 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universal beslag i rostfritt stål. - centerafstand 140-190 mm - belastning - ringsæde 160 kg - 2 års garanti	
	 	
Design type	Sandwich	
Material	Härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)	
Produktkapacitet	Max belastning sittring 160 kg	
Vikt	2,02 kg	
Kartong storlek	445x380x50 mm	
Vikt per kolli	2,28 kg	
Paket storlek	275x400x475 mm	
Vikt per kolli	11,4 kg	
Antal per kolli	5	
Kolli per pall	12	
Antal per pall	60	



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656
Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Garanti

2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®