




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Brusearmatur med termostat og lange greb RT641
Produktbeskrivelse	VVS: 719015614 NRF: 6311292 RSK: 8344045 EAN: 5708590211831 HMI: 35289 NBS: N13:40,375  Brusearmatur med termostat og ekstra lange greb i grå plast. Mekanisk skoldningssikring. Brusearmatur med termostat og ekstra lange greb i grå plast. Mekanisk skoldningssikring.
Materialer	Basismateriale: Messing Overflade: Plastik Håndtag: Plastik
Ergonomi	Betjeningsvenlige greb i kontrastfarve, som er nemme at se.
Funktioner	Ekstra lange greb. Skoldningssikring hindrer utilsigtet indstilling over 38°. Armaturet er varmeisoleret. Kan monteres på armaturholder RT760.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.



PRESSALIT®

Produkt	Brusearmatur med termostat og lange greb
Varenummer	RT641

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026