




PY10725 / PY30725 / PY40725

Tegningen er IKKE målfast


Classic / Desinfektions-dispenser med sensor / 700 ml



Tank = 700 ml - genopfyldelig beholder.
E-modul bruger 2 X C batterier / LR14

Pressalit Public

Sæbedispenser/ Desinfektionsdispenser med sensor

**CLASSIC:**

PY10715 / PY30715 / PY40715
PY10725 / PY30725 / PY40725
PY30735

PREMIUM:

PX10320 / PX30320 / PX40320

UNIVERSAL:

PZ30715 / PZ30732

Diverse dele

Montering på væg



Montering i indbygnings modul



Plug-in tank



Desinfektionsmiddel
pumpe



Sensor til sæbe
pumpe




e-Modul / til sensor pumpe




Sensor pumpe til e-Modul




Samling af dispenserer med e-Modul (sensor)







Dispenser på batteri



Dispenser på strøm




Påfyldning af sæbe i tank




Afstandsmål til vask

1 Montering på væg



2 Montering i indbygnings modul



*Bestemmes ud fra indbygnings-modulet.