




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 2 armstöd till montering på toalett, bredare passform R1190112000	
Färg	VVS:615724200 NRF:6190324 RSK:7828182 EAN:5708590376233 HMI: 130724 FDA: ILS/D135866 Vit	
Beskrivning	 TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits. TMA 2 Armstöd för montering på toalett, inkl. R37 Dania Toalettsits. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag.	
Justerbar	Fast höjd	
Material	Pulverlackerad rostfritt stål. Mjuk polyuretan. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i> Toalettsits och lock i härdad plast (urea).	
Funktioner	Armstöden kan fällas upp individuellt.	
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.	
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.	Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	TMA 2 armstöd till montering på toalett, bredare passform
Varunummer	R1190112000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

8. juli 2026