



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Choice Reserverolhouder, mat wit Q60260
Beschrijving	VVS: 776591230 NRF: 7001072 RSK: 8744101 EAN: 5708590370453 DB: 2173263  Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer. Pressalit Choice Reserverolhouder, mat wit
Materialen	Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com