




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Douchegordijnstang 1200 x 1200 mm RT212000
Kleur	VVS:777271200 NRF:6311242 RSK:8207387 EAN:5708590169996 HMI: 42228 NBS:N13:375 Wit
Beschrijving	 Douchegordijnstang, 1200 mm x 1200 mm, 2x12 douche gordijn ringen inbegrepen. Excl. bevestigingsmateriaal. Douchegordijnstang, 1200 mm x 1200 mm, 2x12 douche gordijn ringen inbegrepen. Excl. bevestigingsmateriaal.
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycloy kunststof Ringen: poly Oxymethyleen kunststof (POM)
Garantie Reiniging	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.



PRESSALIT®

Product	Douchegordijnstang 1200 x 1200 mm
Artikelnummer	RT212000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026