




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Choice Ersatzpapierhalter mit Platte, Messing gebürstet Q70260
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS:776591205 NRF:7001079 RSK:8744116 EAN:5708590372211 DB: 2173270</p>  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p>
<b>Materialien</b>	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®