




Scharnier 50 mm

Produktnummer T9802
EAN:5708590183923

Beschreibung Scharnier 50 mm



Produktkapazität

Gewicht 0,37 kg

Gewicht, brutto 0,37 kg

Gewicht pro kolli 0 kg

Stück per kolli 0

Stück pro Palette 0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

pressalit.com