



PRESSALIT®

Ändpropp emblem


Ändpropp i ABS med ytbehandlingar: 2 krom, 2 borstat stål, 2 matt svart och 2 borstad mässing

Varunummer

A10080

EAN:5708590370415

Med dessa emblem säkras du att din toaletsits matchar dina övriga badrumstilbehör, när det gäller ytbehandlingar. Passar till modellerna S1058, S1060, S1062, S1064, S1068.



Produktkapacitet

Vikt

0 kg

Vikt per kolli

0 kg

Vikt per kolli

0 kg

Antal per kolli

0

Antal per pall

0

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com