



PRESSALIT®

Buffert med skruvar 100 mm per stk

Varunummer


T9804

EAN:5708590183930

Buffert med skruvar 100 mm per stk

Beskrivning

Buffert med skruvar 100 mm per stk



Produktkapacitet

Vikt

0,1 kg

Vikt per kolli

0,1 kg

Vikt per kolli

0 kg

Antal per kolli

0

Antal per pall

0

Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

pressalit.com

PRESSALIT®