




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Håndklædekrog, 2 stk., børstet messing Q70100
Produktbeskrivelse	VVS: 775295105 NRF: 7001076 RSK: 8755024 EAN: 5708590372181 DB: 2173267  Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse. Nyd sammenhængen i hele dit hjem og brug den elegante håndklædekrog på badeværelset såvel som i køkkenet.
Materialer	Rustfrit stål AISI 304, monteringsindsats i messing.
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com