



PRESSALIT®

Beslag 100 mm


Varenummer

T9801

EAN:5708590183916

Beskrivelse

Beslag 100 mm

**Produktkapacitet****Vægt**

0,46 kg

Vægt emballeret

0,46 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com