




PRESSALIT®

Produkt	Bruseforhæng til PLUS toiletstøtte
Varenummer	R9311000
Farve	VVS:615859500 NRF:6190664 EAN:5708590314662 HMI: 71812 NBS:N13:436 Hvid
Produktbeskrivelse	 Bruseforhæng, til 850 mm PLUS toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm. Bruseforhæng, til 850 mm PLUS toiletstøtte. Monteres direkte under støtten. 830 x 1000 mm.
Materialer	Polyester
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®