




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	TMA 4 armstøtte til montering på toilet R1196112
Farve	VVS:615726112 NRF:1617307 EAN:5708590397160 Antracitgrå 
Produktbeskrivelse	TMA-armstøtter fås i forskellige bredder og modeller med eller uden toiletsæde. TMA 4 armstøtter til montering på toilet. Antracitgrå håndtag. Inkl. to toiletpapirholdere. Ekskl. beslag. Bundmontage. Passer til Gustavsberg Nautic 1546 toilet Anbefales med toiletsæder: Pressalit Sign 553011-DN1999 Pressalit Sign 553112-DN1999 Pressalit Sign 554011-DN1999 Pressalit Sign 554112-DN1999
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maksimal brugervægt (MUM): 200 kg. Armstøtterne er testet efter ISO/FDIS 17966:2025
Materialer Ergonomi Funktioner	Rustfrit stål Aluminium Polyuretan Solide støtter og håndtag der giver god støtte og komfort for hænder og arme. TMA 4 er udstyret med armstøtter, der kan klappes op individuelt, hvilket giver mulighed for fleksibel justering og nem adgang, der er tilpasset forskellige brugerbehov og plejesituationer. Armstøtterne giver fast og pålidelig stabilitet, mens de ergonomisk udformede håndtag sikrer høj komfort for både hænder og arme under brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	TMA 4 armstøtte til montering på toilet
Varenummer	R1196112
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

pressalit.com