



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Løs børstehoved til Qx0850, sort Q00999
Produktbeskrivelse	VVS:778497801 NRF:6190926 RSK:8714258 EAN:5708590353173
Materialer	Plast/ABS
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com