




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Public Premium Poubelle hygiénique 4 l, acier poli PX10925
Description	<p>VVS:777743440 NRF:1438636 RSK:8920363 EAN:5708590392127</p>  <p>Poubelle sanitaire murale avec distributeur de sacs intégré sur le côté, poubelle hygiénique amovible de 4 litres et couvercle à charnière. Comprend un kit de montage et une boîte contenant des sacs hygiéniques en plastique.</p>
Matériaux	Acier inoxydable européen (AISI 304)
Garantie Nettoyage	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

pressalit.com