




PRESSALIT®

Produkt	WC, wandhängend, 700 mm
Produktnummer	R2099000
Farbe	VVS:612928000 NRF:6191026 RSK:7822154 EAN:5708590345284 HMI: 105700 Weiß
Produkt- beschreibung	WC, wandhängend, Abstand Wand bis Vorderkante: 700 mm. Exkl. Befestigungsmaterial. WC, wandhängend, Abstand Wand bis Vorderkante: 700 mm. Exkl. Befestigungsmaterial.. Hinweis: Bei einer WC-Ausladung von 700 mm ist es zwingend notwendig, eine Rückenlehne zu verwenden.
Produktkapazität	Maximal belastbarkeit: 400 kg.
Materialien	Sanitärporzellan
Ergonomie	700 mm Ausladung wird empfohlen für Rollstuhlbenutzer, da das Umsetzen auf die Keramik erleichtert wird und eine Hilfsperson mehr Platz erhält. Das wandhängende WC kann individuell in der Höhe montiert werden.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.





PRESSALIT®

Produkt	WC, wandhängend, 700 mm
Produktnummer	R2099000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026