



# PRESSALIT®

---

## Tampon à enfoncer pour couvercle, rond, gris

---

**Numéro article**

A4003  
VVS: 616810664  
EAN: 5708590071947



---

**Capacité du produit**

---

**Poids net** 0,001 kg

**Poids de carton** 0,001 kg

**Poids de colis** 15 kg

**Nombre par colis** 15000

**Nombre par palette** 0

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---