




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Public Classic Distributeur de désinfectant avec capteur, 700 ml, acier brossé PY30725
Description	<p>VVS: 774565615 NRF: 1438614 RSK: 8920390 EAN: 5708590392745</p>  <p>Distributeur de désinfectant avec capteur en acier inoxydable pour montage mural. Pompe de désinfection à une main avec réservoir de 700 ml. Conçu pour un désinfectant pour les mains standard. Solution verrouillable. Kit de montage inclus.</p> <p>L'ouverture d'inspection indique le niveau de remplissage.</p>
Matériaux	Acier inoxydable européen (AISI 316L)
Garantie Nettoyage	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

pressalit.com