




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Universal Desinfektionsdispenser med sensor, 950 ml, børstet stål PZ30732
Produktbeskrivelse	VVS: 774566615 NRF: 1438660 RSK: 8920592 EAN: 5708590396361  Desinfektionsdispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med 950 ml tank. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Låsbar løsning. Inkl. monteringssæt. Inspektionsåbning angiver påfyldningsniveau.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring WEEE	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com