



PRESSALIT®

Universalscharnier für lift-off

Funktionen


Lift-off

Produktnummer

DL2999

VVS: 616810935

EAN: 5708590376004



Produktkapazität

Gewicht

0,16 kg

Gewicht, brutto

0,16 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®