




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Sicherheitsschloss für CT 4000 Pflegeleie, manuel hochklappbar R8486
<b>Produkt- beschreibung</b>	VVS: 777545983 EAN: 5708590371191  <p>Das Sicherheitsschloss hält der Pflegeleie sicher an der Wand zusammengeklappt.</p> <p>Sicherheitsschloss, 330 mm, Wandmontage, für CT 4000 manuelle hochklappbar Pflegeleie</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®