




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Frontgrepp till VALUE toalettarmstöd<br>R1152000                                                         |                                                                                     |
| <b>Färg</b>                         | VVS:615722920<br>NRF:6190513<br>EAN:5708590176833<br>HMI: 102016<br>NBS:N13:436<br>Vit                   |  |
| <b>Beskrivning</b>                  | Front grepp till toalettarmstöd, per set.<br><br>Front grepp till toalettarmstöd, per set.               |                                                                                     |
| <b>Justerbar</b>                    | Fast höjd                                                                                                |                                                                                     |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal vertikal belastning: 40 kg.                                                                      |                                                                                     |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |                                                                                     |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

## PRESSALIT®