




PRESSALIT®

Product Varunummer	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 R844721302
Färg	VVS: 777542822 EAN: 5708590373928 HMI: 128434 Tenngrå 
Beskrivning	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbreds, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang. Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4 mobil duschbreds, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m slang.
Material	Madrassöverdraget är svetsat polyester med PVC-beläggning. Det är UV-beständigt och 100% vattentätt. Den innehåller varken CFC eller latex. Skumfyllningen är flexibelt polyeterbaserat polyuretanskum, godkänt i enlighet med Oeko-tex 100, klass I.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	Duschmadrass för MSCT 1 och MSCT 4
Varunummer	R844721302
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättspnit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREVention Wipes Lingettes Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®