



PRESSALIT®

Product Varunummer	Madrass till skötbord 950 mm R8703378
Färg	VVS: 777630808 RSK: 8565132 EAN: 5708590366081 HMI: 125808 Marinblå 
Beskrivning	Madrasser för skötbord finns i flera färger och i längder som är anpassade till olika skötbordslängder. Tillbehör till skötbord. Madrass 760 mm x 950 mm x 30 mm, till 1400 mm skötbord med sanitet. Ftalatfri.
Material	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Stopping: Skum
Rengöring	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Daglig rengöring med vatten och tvål följt av avtorkning med en fuktig trasa, samt tvätt regelbundet vid 60-90° utan sköljmedel. Krympning efter tvätt kan förekomma. Vänd inte ut och in vid tvätt. Kan torktumlas vid max 60°. Kan desinficeras med antiseptiska servetter. Alkohol < 70 %. Använd inte desinficeringsmedel som är avsedda för hårda ytor. Stopping: (skum) Skummet innehåller endast DINPmjukgörare som är godkända av EU för användning i produkter för barn. Tvätta inte skumstopningen. Använd inte madrassen utan överdraget av hygienskäl.



PRESSALIT®

Product	Madrass till skötbord 950 mm
Varunummer	R8703378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026