




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Public Universal Seifenspender, 1100 ml, gebürsteter Stahl PZ30710
Produkt- beschreibung	<p>VVS:774566115 NRF:1438657 RSK:8920589 EAN:5708590396330</p>  <p>Seifenspender aus Edelstahl für die Wandmontage. Einhändige, tropffreie Seifenpumpe mit 1100-ml-Behälter. Geeignet für normale Flüssigseife oder Handcreme. Abschließbare Lösung. Inklusive Montageset.</p>
Materialien	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com